

安全にお使いいただくために（患者様向け）

●本製品を安全にお使いいただくため、以下の説明を必ずお読みください。

使用上の注意

		・ 麻酔ガス、酸素、水素のような可燃性の気体・液体を使用する場所など、爆発の危険があるところでは使用しないでください。 ・ 本製品を釘や鉛筆など尖ったもので刺さないでください。発熱または発火のおそれがあります。 ・ CT や MRI 検査など他の医療検査を行う場合には取り付け医療機関にご確認ください。 ・ 強い衝撃、振動を与えたり、落下させたりしないでください。 ・ 本製品をつけたまま飛行機に乗らないでください。
⚠注意	🚫禁止	・ 電気毛布、電気カーペットの利用は避けてください（ノイズが混入するため）。 ・ トランシーバなどの電波（電磁波）を出す機器には近づけないでください。 ・ 本製品は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 ・ 本製品を誤って飲み込んでしまった場合はただちに医療機関を受診して下さい。 ・ 本製品には防水仕様が施されていますが、以下の点に注意してください。 ・ 入浴はシャワーまたは半身浴（本製品をお湯に入れない）とし、全身浴はしないでください。 ・ 温泉、サウナ、プール、海では使用しないでください。 ・ 水滴を拭く際は本製品を強くこすらないでください（タオルを軽く当てて拭いて下さい）  シャワー  半身浴  温泉  サウナ  プール、海

お願い及び動作について

- ※ **本製品の使用中に電源スイッチは押さないで下さい。10 秒間以上長押しされると電源が切れるおそれがあります。**
- ※ 破損する可能性があるため、本製品を折り曲げないようにご注意下さい。
- ※ 本製品の作動中は、約 5 秒に 1 回 LED が暗く点滅します。

